




IMA GoTM Flex

Diseñado para acompañarte en todas partes



IMA Go™ Flex



Presentación de la nueva generación de ecógrafos ImaGo Flex para la fertilidad y la gestación.

Ofreciendo una precisión inigualable y una gran simplicidad de uso.

Perfecto para el trabajo en itinerancia

ImaGo Flex está diseñado para veterinarios itinerantes que trabajan con diferentes especies de animales. Su diseño robusto y portátil, así como su excelente calidad de imagen, garantizan una alta calidad de atención, en movimiento, en varias explotaciones y teniendo en cuenta los horarios ocupados, reduciendo así el tiempo y los costos hasta un 10%.




Inicio rápido y proceso de examen fluido

- El formato de la pantalla y la elección de configuraciones específicas para cada especie aseguran un inicio rápido en solo unos minutos.
- Confort: el soporte de bandolera y el peso ligero del dispositivo (1,18 kg) reducen la fatiga durante largas jornadas y facilitan los exámenes. El ImaGo Flex se inicia automáticamente al comienzo del examen, registrando automáticamente tu tiempo de trabajo en la explotación.
- Sondas versátiles: los 7 tipos de sondas compatibles para bovinos, ovinos, equinos y porcinos, ofrecen una solución asequible para aplicaciones variadas con un solo ecógrafo.



Sonda convexa




Sondas de grasa dorsal



Sondas de FIV



Sondas lineales y curvas




- La tecnología Sound-Link asegura la conexión con dispositivos móviles y gafas de visualización para compartir o grabar imágenes, formar estudiantes o interactuar con los clientes.



Diseñado para acompañarte de manera duradera



- La batería de larga duración e intercambiable ofrece hasta 4 horas de uso continuo, recargable en tu coche gracias a la tecnología Smart-Beam.



¿Deseas detectar las gestaciones más pronto?

- El modo Doppler color permite detectar más rápidamente las vacas no gestantes, ahorrando hasta 3,5 € por día y por vaca.

Una eficiencia en la que puedes confiar

- La interfaz simple de ImaGo Flex y sus funcionalidades innovadoras te ayudan a trabajar más **con menos esfuerzo**. Acelera tu flujo de trabajo, reduce las interrupciones y mantente flexible, donde quiera que te lleve el día.

“

Testimonio

“Es un dispositivo muy versátil; podemos examinar pequeños rumiantes, cerdas o vacas. Ofrece una excelente relación calidad-precio.”

Christophe Bunel,
Técnico, Francia





IMV TECHNOLOGIES. FOR LIFE.



Robert Cassou
Bovine straw inventor

- IMV Technologies representative offices
- IMV Technologies subsidiaries
- IMV Technologies distributors



France HQ

IMV Technologies
ZI n°1 Est
61300 L'Aigle

+33 2 33 34 64 64
 contact@imv-technologies.com
 www.imv-technologies.com

North America

IMV technologies USA
9501 Louisiana Ave N, Suite 300
Brooklyn Park, MN 55445

+1 763 488 1881
 contact@imvusa.com
 www.imv-technologies.com

Brazil

IMV Technologies Brazil
R. Vitoriano dos Anjos, 1081
13041-317 Campinas-SP

+55 (19) 2513-3444
 contato@imvbrasil.com.br
 www.imv-technologies.com

China

IMV Technologies China
Room 510, Building 1,
NO.800, Naxian Road,
Pudong District, Shanghai,
201203 China

+86 21 50586918 or 50586948
 www.imvchina.com
 contact@imvchina.com

India


IMV Technologies India
(IMV India Pvt. Ltd.)
Plot No 750 Phase V, Udyog Vihar
Girgaon 122016 (Haryana)

+91 124 4770707
 www.imvindia.com
 contact@imvindia.com

The Netherlands

Nifa Technologies
Pallasweg 22
8938 AS Leeuwarden

+31 58 2123279
 www.nifa.nl
 info@nifa.nl



www.imv-technologies.com